

GE Healthcare



Einfach und besser.

MAC 2000 EKG-Analysesystem
Ideal für den Einsatz in Ihrer Praxis



Einfach und clever.

Viel beschäftigte Arztpraxen erfordern einfache Lösungen und Geräte, die einfach jedoch immer korrekt funktionieren. Sie benötigen einfach zu bedienende Technologie, die aussagekräftige und präzise Daten bereitstellt, anwenderfreundliche Werkzeuge und einen Support, auf den man sich stets verlassen kann.

Einfach.

Und clever. Der neue MAC 2000 von GE Healthcare mit leistungsstarkem Marquette 12SL-Analyseprogramm ermöglicht eine rasche und genaue Diagnose. Das einfach und intuitiv zu bedienende EKG-System bietet Ihnen die bewährte[†] diagnostische Grundlage, die Sie benötigen.

Das ist wirklich clever.




Einfach und produktiv.




- Automatische Erfassung von 10-sekündigen EKG's per Knopfdruck
- Leicht ablesbares 7SDSq-Farbdisplay mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten
- Mehrere Anschluss- und Exportoptionen vereinfachen den Zugriff auf sowie die Übertragung und Speicherung von Daten
- Konfiguration für Belastungstests verfügbar
- Marquette 12SL-EKG-Analyseprogramm als klinische Entscheidungshilfe

Mit dem MAC 2000 kann Ihre Praxis von Anfang an produktiv arbeiten. Werkzeuge wie der HookUp Advisor überprüfen die Signalqualität vor der Erfassung, um kostspielige Wiederholungs-EKGs zu vermeiden. Das gesamte System gestaltet den EKG-Arbeitsablauf smarter und einfacher, so dass der Anwender in kürzerer Zeit mehr leisten und sich besser auf den Patienten konzentrieren kann. Und dies gleich ab der ersten Anwendung.



Einfach und vernetzt.

In viel beschäftigten Arztpraxen müssen die Daten optimal vernetzt werden, ohne die Verfahren langwieriger und komplexer zu machen. Daher wurde der MAC 2000 speziell im Hinblick auf eine nahtlose Anbindung an Ihre bestehenden klinischen Systeme entwickelt, damit Sie Ihre Daten stets verfügbar haben und über Ihre Patienten und Praxis informiert bleiben. Es ist ein System, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst.




- Optionen für die bidirektionale Kommunikation unterstützen den papierlosen Workflow
- Nahtlose Anbindung an das CardioSoft-Programm oder MUSE Kardiologieinformationssystem; oder aber Senden von Berichten an ein freigegebenes Verzeichnis auf PC
- Kompatibilität mit LAN, Wi-Fi, seriellern Anschluss, Modem oder SD-Karte
- PDF- und XML-Export
- Interner Speicher für bis zu 200 EKGs



Einfach und zuverlässig.



- Marquette 12SL-EKG-Analyseprogramm mit Vermessung und Auswertung
- Arrhythmieerkennung
- ACI-TIPI-Algorithmus für akute kardiale Ischämie
- Geschlechtsspezifische Interpretation für die verbesserte Erkennung eines akuten Myokardinfarktes bei Frauen
- RR-Analyse zur Erkennung von Mustern in der Herzfrequenzvariabilität[†]



Wie groß Ihre Praxis auch ist: Sie wünschen sich die beste klinische Technologie. Neben dem Marquette 12 SL-Analyseprogramm stellt der MAC 2000 einen vollständigen Satz an Analysewerkzeugen bereit, auf die Sie sich wirklich verlassen können, denn sie wurden strengen Prüfungen gegenüber klinisch korrelierter Datenbanken unterzogen. So erhalten Sie klinische Informationen, die Ihnen die Entscheidungsfindung erleichtert.

[†]Die RR-Analyse ist nicht in allen Regionen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen GE Healthcare-Vertretung.

Einfach und fachkundig unterstützt.

Der MAC 2000 vereinfacht Ihnen die Arbeit bereits beim Auspacken. Er lässt sich einfach installieren, ohne Ihre Praxisabläufe zu unterbrechen. Dank der vertrauten, intuitiven Benutzeroberfläche mit kompletter Tastatur beherrschen Sie und Ihr Personal das System in Minutenschnelle.

Und für die unterschiedlichen Schulungsanforderungen in Ihrem Team bieten wir computerbasierte à-la-carte-Schulungsmodule an.

Der professionelle Kundendienst und Support von GE Healthcare ist online oder telefonisch stets sehr schnell erreichbar, und unser umfassendes Netz an geschulten Kundendiensttechnikern kann Ihnen umgehend Lösungen für Ihre Serviceanfragen bieten. Wir können viele Serviceanfragen sogar per Fernzugriff erledigen, was Ausfallzeiten bei Ihnen auf ein Minimum reduziert. Auch dieser Aspekt unterstreicht die Einfachheit des MAC 2000, damit Sie komplikationslos arbeiten können.





Einfach und verfügbar.

Es ist Zeit, EKG-
Untersuchungen einfacher
zu machen. Weitere
Informationen über
den MAC 2000-Elektro-
kardiographen erhalten Sie
bei Ihrem GE Healthcare
Vertriebsbeauftragten
oder unter
www.gehealthcare.com.

© 2013 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

General Electric Company behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder rechtliche Verpflichtung Änderungen an den technischen Daten und Funktionen in diesem Dokument vorzunehmen oder die Produktion des beschriebenen Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem GE-Vertriebsrepräsentanten.

GE und das GE-Monogramm sind Marken der General Electric Company.

*CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette und MUSE sind Marken der General Electric Company.

Alle anderen Produktnamen und Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company

Über GE Healthcare

Durch wegweisende medizintechnische Innovationen leistet GE Healthcare einen wichtigen Beitrag zum Wandel des Gesundheitswesens. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen medizinische Bildung, Informationstechnologien, medizinische Diagnostik, Patientenmonitoring, Arzneimittelforschung und biopharmazeutische Fertigungstechnologien. Zudem bietet der Medizintechnikhersteller unterschiedlichste Dienstleistungen zur Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen und unterstützt Kunden, weltweit immer mehr Menschen eine bessere Patientenversorgung zu niedrigeren Kosten zuteil werden zu lassen. Darüber hinaus kooperiert GE Healthcare mit führenden Anbietern von Gesundheitsleistungen. Ziel ist es, einem globalen Kurswechsel zum Durchbruch zu verhelfen, der notwendig ist, um nachhaltige Gesundheitssysteme zu etablieren.

Die Vision einer „healthymagination“ lädt alle dazu ein, GE auf diesem Weg zu begleiten. Das Unternehmen entwickelt dazu Innovationen, die Kosten reduzieren, den Zugang zu medizinischen Leistungen erleichtern und die Qualität und Effizienz der Patientenversorgung weltweit verbessern. GE Healthcare ist ein Geschäftsbereich der General Electric Company (NYSE: GE) mit Sitz in Großbritannien. Die Mitarbeiter von GE Healthcare bedienen Healthcare-Anbieter und ihre Patienten weltweit in über 100 Ländern. Weitere Informationen über GE Healthcare finden Sie auf unserer Website unter www.gehealthcare.com.

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finnland
GE Direct Germany: +49 (0)800 1890461

www.gehealthcare.com

Deutschland
Munzinger Str. 5
79111 Freiburg
T: +49 761 4543 0
F: +49 761 4543 233

GE Healthcare Service Center
T: 0800 4343258
T: 0800 GEHealthcare



GE imagination at work