

# Mobile MAC\* Systemwagen

## Modularer MAC\* Premium Gerätewagen

### Gerätetyp:

Mobiler Gerätewagen für MAC Premium EKG-Systeme von GE.

### Abmessungen:

Höhe: 94 cm

Höhe inklusive Halter für Akquisitionsmodul: 150 cm

Breite: 49,5 cm

Tiefe: 69 cm

Gewicht: 24 Kg\*\*

### Geeignet für EKG-Systeme:

MAC 5500, MAC 3500, MAC 1600, MAC 1200

### Optional:


Patientenleitungsträger

KISS Ausleger† und Befestigung (einschließlich Pumpenhalterung für MAC 5500)

Zubehörcorb vorne und hinten

Halterung für Barcode-Scanner

Integrierte Abdeckung für das wireless MobileLink Modul



Integrierte Abdeckung für das wireless MobileLink Modul



Trolley mit optionalem KISS Ausleger†



Neuer Barcodescannerhalter, geeignet für alte und neue Barcodescannermodelle

